

ORTHOFAB



CATALOGUE DES HORS-STANDARDS CH MODÈLES 2021-2026

ORTHOFAB *CH*


Table des matières

03 – Dossier	3
Montants de dossier (cannes) 24 à 27 pouces.....	3
08 – Repose-jambes	4
Repose-pieds en aluminium.....	4
13 – Cerceaux de conduite.....	5
Cerceau ergonomique	5
15 – Mécanisme de freinage.....	6
Frein pour aidant	6
16 – Accessoires	7
Support de bonbonne à oxygène	7
Support à soluté	8

03 – Dossier

Montants de dossier (cannes) 24 à 27 pouces

Montants de dossier (cannes) 24 à 27 pouces




Description: Montants de dossier surmesure pour une hauteur d'installation entre 24po et 27po

CH
✓

08 – Repose-jambes

Repose-pieds en aluminium

Repose-pieds en aluminium




Description: Repose-pied en aluminium ajustable en angle et de longueur standard ou surdimensionné.

CH
✓

13 – Cerceaux de conduite

Cerceau ergonomique

Cerceau ergonomique




Description: Cerceau de conduite ergonomique incluant un support pour le pouce.

CH
✓

15 – Mécanisme de freinage

Frein pour aidant

Frein pour aidant




Description: Système de freinage de stationnement activé par leviers style vélo. Les leviers sont installés sur les montants de dossier.

CH
✓

16 – Accessoires

Support de bonbonne à oxygène

Support de bonbonne à oxygène




Description: Support pour une bonbonne à oxygène

CH
✓

Support à soluté

Support à soluté



Description: Support se fixant sur les cannes de dossier. Tige ajustable en hauteur.

CH
✓