

ORTHOFAB



CATALOGUE DES HORS-STANDARDS QUADRIPORTEURS MODÈLES G2

HYPER 4

ASTRO

LUNAR 4

ASTRO_{4s}

Table des matières

Colonne de direction.....	3
Inversion de la clé de contact.....	3
Lever de vitesse sur-mesure	4
Guidon en T	5
Appui-bras	6
Hauteur sur-mesure des appui-bras	6
Recouvrement sur-mesure des appui-bras	7
Siège	8
Rallonge de levier de rotation du siège	8
Diminution de la hauteur sol-siège	9
Ceinture.....	10
Ceinture longue	10
Accessoires	11
Surélévation de plancher	11
Toit.....	12

Colonne de direction

Inversion de la clé de contact



Description :

La clé de contact est du côté droit de la colonne de direction. Il est possible de la repositionner du côté gauche.

<i>Hyper - 4</i>	<i>Lunar - 4</i>	<i>Astro</i>	<i>Astro – 4S</i>
✓	✓	✓	✓

Levier de vitesse sur-mesure



Standard



Avec support rapprochant
l'accès au levier de vitesse

Description :

Modification du levier de vitesse pour s'adapter aux besoins spécifiques.

Exemples de modifications :

- Ajout d'un support pour faciliter l'accès au levier (voir photos ci-dessus)
- Couper ou allonger le levier de vitesse.
- Etc.

<i>Hyper - 4</i>	<i>Lunar - 4</i>	<i>Astro</i>	<i>Astro – 4S</i>
✓	✓	✓	✓

Guidon en T



Description :

Guidon en forme de T permettant un accès plus direct au haut du guidon et aux leviers

<i>Hyper - 4</i>	<i>Lunar - 4</i>	<i>Astro</i>	<i>Astro – 4S</i>
✓	✓	✓	✓

Appui-bras

Hauteur sur-mesure des appui-bras




Description :

Abaissement de la hauteur des appui-bras.

<i>Hyper - 4</i>	<i>Lunar - 4</i>	<i>Astro</i>	<i>Astro – 4S</i>
✓	✓	✓	✓

Recouvrement sur-mesure des appui-bras



Description :

Ajout d'un recouvrement sur-mesure sur les appui-bras (exemples : Visco sur le dessus, Velva entre l'appui-bras et l'utilisateur, garniture en « U » en Velva 40 couvrant les 3 côtés de l'appui-bras (voir image ci-dessus) etc.)

<i>Hyper - 4</i>	<i>Lunar - 4</i>	<i>Astro</i>	<i>Astro – 4S</i>
✓	✓	✓	✓

Siège

Rallonge de levier de rotation du siège



Description :

Rallonge pour faciliter l'accès au levier de rotation du siège

<i>Hyper - 4</i>	<i>Lunar - 4</i>	<i>Astro</i>	<i>Astro – 4S</i>
✓	✓	✓	✓

Diminution de la hauteur sol-siège




Description :

La Quadriporteur standard offre 3 positions d'ajustement en hauteur du siège. Possibilité d'obtenir une quatrième position 1 pouce plus bas pour ainsi diminuer la hauteur sol-siège.

<i>Hyper - 4</i>	<i>Lunar - 4</i>	<i>Astro</i>	<i>Astro – 4S</i>
✓	✓	✓	✓

Ceinture

Ceinture longue



Description :

Remplacement de la ceinture standard par un ceinture plus longue.

<i>Hyper - 4</i>	<i>Lunar - 4</i>	<i>Astro</i>	<i>Astro – 4S</i>
✓	✓	✓	✓

Accessoires

Surélévation de plancher



Description :

Ajout d'une surélévation sur le plancher du Quadriporteur pour garder un contact sous les pieds lorsque assis sur le siège. Les hauteurs de surélévation habituelles sont 1po, 2po, 3po, 4po, mais peuvent être demandées sur mesure.

<i>Hyper - 4</i>	<i>Lunar - 4</i>	<i>Astro</i>	<i>Astro – 4S</i>
✓	✓	✓	✓

Toit



Description :
Installation d'un toit en tissus.

<i>Hyper - 4</i>	<i>Lunar - 4</i>	<i>Astro</i>	<i>Astro – 4S</i>
✓	✓	✓	✓