

ORTHOFAB



CATALOGUE DES HORS-STANDARDS TANGO MODÈLES 2021-2026



Hors-Standards préapprouvés (HSP)

LES PRIX DES HSP SONT VALIDES POUR VOS DEMANDES À LA RAMQ

SVP, prendre note que les prix pour les hors-standards préapprouvés affichés ici sont valides et peuvent être utilisés pour vos demandes à la RAMQ directement. Vous pouvez les utiliser sans devoir attendre une soumission de notre part.

HORS-STANDARDS PRÉAPPROUVÉS	NUMÉRO DE PIÈCE	COÛT
Siège largeur 23"	HSP-TANGO-23L	485\$
Siège Largeur 24"	HSP-TANGO-24L	485\$
Montants de dossier (cannes) ajustable 24 à 27 pouces	HSP-CANNE2427-TANGO	85\$/paire
Garniture inversée	HSP-GARNITURE_INVERSEES	0\$
Configuration gauche/droite différente	-	0\$
Extension d'appui-bras	HSP-EXT3-APPBRAS	45\$/paire
Socle d'appui-jambe déporté	HSP-SOCLE-DEPORTE	325\$/paire
Configuration gauche/droite différente	-	0\$
Cornière d'appui-jambe renforcée	HSP-CORNI-RENF	175\$/paire
Repose-pieds en aluminium largeur standard	HSP-124XX-31	230\$/paire
Repose-pieds en aluminium largeur surdim.	HSP-111XX-31	230\$/paire
Roue de plastique 20"	HSP-RCOMPO-20	285\$/paire
Roue de plastique 22"	HSP-RCOMPO-22	285\$/paire
Roue de plastique 24"	HSP-RCOMPO-24	285\$/paire
Boucle de ceinture style avion	HSP-CEINT-AVION	115\$
Buddy Button 2.5" rouge	HSP-BUDDY2.5-ROUGE	225\$
Buddy Button 2.5" noir	HSP-BUDDY2.5-NOIR	225\$
Buddy Button 2.5" bleu	HSP-BUDDY2.5-BLEU	225\$
Buddy Button 2.5" jaune	HSP-BUDDY2.5-JAUNE	225\$
Buddy Button 2.5" vert	HSP-BUDDY2.5-VERT	225\$
Buddy Button 4.5" rouge	HSP-BUDDY4.5-ROUGE	225\$
Egg-Switch rouge	HSP-EGG-SWITCH-ROUGE	225\$
Egg-Switch noir	HSP-EGG-SWITCH-NOIR	225\$

SUITE DES HSP À LA PAGE SUIVANTE

Hors-Standards préapprouvés (HSP) (Suite)

HORS-STANDARDS PRÉAPPROUVÉS	NUMÉRO DE PIÈCE	COÛT
Egg-Switch bleu	HSP-EGG-SWITCH-BLEU	225\$
Egg-Switch jaune	HSP-EGG-SWITCH-JAUNE	225\$
Egg-Switch vert	HSP-EGG-SWITCH-VERT	225\$
Egg-Switch blanc	HSP-EGG-SWITCH-BLANC	225\$
Pression sensible (Micro-light)	HSP-MICROLIGHT	209\$
Tash Petit (Cup Switch)	HSP-CUPSWITCH	235\$
Support de bonbonne à oxygène	HSP-SUPPORT02-TANGO	335\$
Support à soluté	HSP-SUPPORTSOLUTE	225\$



Table des matières

Hors-Standards préapprouvés (HSP)	2
Hors-Standards préapprouvés (HSP) (Suite).....	3
Siège	6
Largeurs supplémentaires.....	6
Assise surbaissée	7
Largeur Rétrécie.....	8
Dossier	9
Montants de dossier (cannes) 24 à 27 pouces	9
Dossier rabattable	10
Appui-tête	11
Hamac	11
Ancrage d'appui-tête pivotant	12
Appui-bras	13
Garniture inversée	13
Configuration gauche/droite différente des garnitures.....	14
Extension d'appui-bras.....	15
Appui-bras en "U" renforcés	16
Hauteur d'ajustement 6 à 8 pouces	17
Déclencheur tétra	18
Appui-jambe	19
Socle d'appui-jambe déporté	19
Configuration gauche/droite différente des appui-jambes	20
Cornière d'appui-jambe renforcée	21
Repose-pieds en aluminium de largeur standard.....	22
Repose-pieds en aluminium de largeur surdimensionnée.....	23
Longueur d'ajustement sur-mesure.....	24
Angle d'inclinaison sur-mesure	25
Ajustement en longueur sans outils	26
Description : Remplacement de la vis de serrage du réglage en longueur des appui-jambes par une poignée à finition caoutchouc.	26
Rallonge de déclencheur	27
Fourche	28
Polymères de suspension robuste	28
Roues	29
Dégagement rapide (6 roues)	29
Roue de plastique	30
Pneus à crampons style Hors-Route	31
Roues à rayons renforcés.....	32
Cerceaux.....	33

Cerceau ergonomique	33
Configuration gauche/droite différente	34
Ceinture	35
Boucle de ceinture style avion	35
Frein	36
Frein pour aidant	36
Rallonge de frein	37
Bascule	38
Cylindres de bascule robustes	38
Contrôle	39
Contrôle externe de la bascule motorisée avec prise pour interrupteur externe	39
Interrupteur pour contrôle externe de la bascule (Buddy Button 2.5")	40
Interrupteur pour contrôle externe de la bascule (Egg Switch)	41
Interrupteur pour contrôle externe de la bascule (Autres)	42
Accessoires	43
Support de bonbonne à oxygène	43
Support à soluté	44

Siège

Largeurs supplémentaires




Description	Code de pièce	Coût
Siège largeur 23"	HSP-TANGO-23L	485\$
Siège Largeur 24"	HSP-TANGO-24L	485\$
Siège Largeur Faux 25"		

Description : Largeur d'assise de 23po et 24po. Possibilité de faire un «Faux» 25po en élargissant les appui-bras de ½po de chaque côté.

Note : Les largeurs de 23po et 24po sont standards dans le cas du CE. Le «Faux» 25po est disponible seulement pour le Tango AC et Tango AC-03

Tango AC	Tango AC-03	Tango CE
✓	✓	✓

Assise surbaissée




Description : Ajout de supports de plaque d'assise pour permettre la diminution de la hauteur sol-siège de 2po

Note : Les supports de maintien réduisent la largeur de la plaque d'assise. La hauteur des appui-bras devra aussi être réduite pour s'adapter.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✗	✗	✓

Largeur Rétrécie



Description : Réduction de la largeur hors-tout du fauteuil en conservant la même largeur d'assise.

Largeur hors-tout standard = largeur assise + 10po


Largeur hors-tout rétrécie = largeur assise + 7po

Note : Peut réduire l'amplitude maximale de la bascule. Des appui-bras spécifiques sont inclus dans le hors-standard. Ces appui-bras seront plus près de l'assise que les appui-bras normaux. L'option rétrécie est disponible sur les Tango AC et AC03 4 roues avec roues motrices de 12, 20 et 22 pouces.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✗

Dossier

Montants de dossier (cannes) 24 à 27 pouces



Description	Code de pièce	Coût
Montant de dossier (cannes) 24 à 27 pouces	HSP-CANNE2427-TANGO	85\$/paire

Description : Montants de dossier sur-mesure par exemple ajustable en hauteur de 24po et 27po ou hauteur fixe de 13 pouces.

Tango AC	Tango AC-03	Tango CE
✓	✓	✗

Dossier rabattable



Description : Vérin permettant de rabattre le dossier vers l'avant. Inclus une bague de serrage pour retour du dossier à la position initiale. Requier la barre transversale.

Note : Ne peut être combiné au dossier dynamique.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✗


Appui-tête **Hamac**



Description : Appui-tête de style hamac

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓

Ancrage d'appui-tête pivotant





Description : Ancrage d'appui-tête pivotant vers l'arrière. L'appui-tête peut donc être rabattu vers l'arrière puis remis en place sans être retiré du fauteuil.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓

Appui-bras

Garniture inversée




Description	Code de pièce	Coût
Garnitures Inversés	HSP-GARNITURE_INVERSEES	0\$

Description : Inversé le sens de fixation des garnitures sur les appui-bras afin que les garnitures soient plus rapprochées de l'occupant.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓

Configuration gauche/droite différente des garnitures



Description	Code de pièce	Coût
Configuration gauche/droite différente des garnitures	À la commande, spécifier les garnitures désirées de chaque côté	0\$

Description : Possibilité d'avoir un type et une longueur d'appui-bras d'un côté (Exemple : garniture profilé court à gauche) et un autre type et/ou longueur de l'autre côté (exemple : garniture plate longue à droite).

Tango AC	Tango AC-03	Tango CE
✓	✓	✓

Extension d'appui-bras




Description	Code de pièce	Coût
Extension d'appui-bras	HSP-EXT3-APPBRAS	45\$/PAIRE

Description : Ajout d'une extension au bout de l'accoudoir télescopique. Il est alors possible d'avancer la garniture.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓


Appui-bras en "U" renforcés



Description : Installation d'un support à l'arrière de la partie basse de l'appui-bras. Le support retient l'appui-bras lorsqu'il y a une force latérale (exemple : lorsque l'utilisateur pousse sur les appui-bras pour se lever).

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓


Hauteur d'ajustement 6 à 8 pouces



Description : Diminution de la hauteur des appui-bras afin d'obtenir une plage de hauteurs d'ajustement entre 6 et 8 pouces.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓

Déclencheur tétra



Description : Déclencheur pour appui-bras en « U » qui se débarre lorsque pivoter vers le bas. Le déclenchement de l'appui-bras se fait donc en pivotant le tétra et non en appuyant sur le déclencheur standard.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✗

Appui-jambe

Socle d'appui-jambe déporté




Description	Code de pièce	Coût
Socle d'appui-jambe déporté	HSP-SOCLE-DEPORTE	325\$/PAIRE

Description : Le socle d'appui-jambe est déporté de 1 pouce vers l'extérieur, dégageant ainsi le devant du fauteuil.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓

Configuration gauche/droite différente des appui-jambes




Description	Code de pièce	Coût
Configuration gauche/droite différente des appui-jambes	À la commande, spécifier les appui-jambes désirés de chaque côté	0\$

Description : Possibilité d’avoir un type et une longueur d’appui-jambe d’un côté (exemple : standard 70 degrés à droite) et un autre type et/ou longueur de l’autre côté (exemple : élévateur- compensateur à gauche).

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓

Cornière d'appui-jambe renforcée




Description	Code de pièce	Coût
Cornière d'appui-jambe renforcée	HSP-CORNI-RENF	175\$/PAIRE

Description : Renforcement des cornières d'appui-jambes dans le cas, par exemple, de spasmes résultants en de forts coups de pieds donnés sur les appui-pieds.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓

Repose-pieds en aluminium de largeur standard




Description	Code de pièce
Palette étroite réglable en angle en aluminium, largeur 4"	HSP-12440-31
Palette étroite réglable en angle en aluminium, largeur 5"	HSP-12450-31
Palette étroite réglable en angle en aluminium, largeur 6"	HSP-12460-31
Palette étroite réglable en angle en aluminium, largeur 7"	HSP-12470-31

Repose-pieds en aluminium de largeur standard		
Description	Code de pièce	Coût
Pour largeur de siège 14"	HSP-12450-31	230\$/paire
Pour largeur de siège 15"	HSP-12460-31	230\$/paire
Pour largeur de siège 16"	HSP-12460-31	230\$/paire
Pour largeur de siège 17"	HSP12470-31	230\$/paire
Pour largeur de siège 18"	HSP12470-31	230\$/paire
Pour largeur de siège 19"	HSP12470-31	230\$/paire
Pour largeur de siège 20"	HSP12470-31	230\$/paire
Pour largeur de siège 21"	HSP12470-31	230\$/paire
Pour largeur de siège 22"	HSP12470-31	230\$/paire

Description : Repose-pied en aluminium ajustable en angle et de longueur standard ou surdimensionné.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓

Repose-pieds en aluminium de largeur surdimensionnée




Description	Code de pièce
Palette étroite réglable en angle en aluminium, largeur 4"	HSP-11170-31
Palette étroite réglable en angle en aluminium, largeur 5"	HSP-11100-31
Palette étroite réglable en angle en aluminium, largeur 6"	HSP-11110-31
Palette étroite réglable en angle en aluminium, largeur 7"	HSP-11120-31

Repose-pieds en aluminium de largeur standard		
Description	Code de pièce	Coût
Pour largeur de siège 14"	HSP-11110-31	230\$/paire
Pour largeur de siège 15"	HSP-11120-31	230\$/paire
Pour largeur de siège 16"	HSP-11120-31	230\$/paire
Pour largeur de siège 17"	HSP-11120-31	230\$/paire
Pour largeur de siège 18"	HSP-11120-31	230\$/paire
Pour largeur de siège 19"	HSP-11120-31	230\$/paire
Pour largeur de siège 20"	HSP-11120-31	230\$/paire
Pour largeur de siège 21"	HSP-11120-31	230\$/paire
Pour largeur de siège 22"	HSP-11120-31	230\$/paire

Description : Repose-pied en aluminium ajustable en angle et de longueur standard ou surdimensionné.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓


Longueur d'ajustement sur-mesure



Description : Possibilité d'obtenir une longueur d'ajustement des appui-jambes en dehors des plages standards. Disponible avec tous les types d'appui-jambes.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓


Angle d'inclinaison sur-mesure



Description : L'appui-jambe peut être fixé à un angle ou une plage d'angles prédéfinis. Par exemple, appui- jambe 50° ou appui-jambe 10°-45 °. L'angle doit être compris entre 0° (jambe à l'horizontale) et 90° (jambe à la verticale)

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓


Ajustement en longueur sans outils



Description : Remplacement de la vis de serrage du réglage en longueur des appui-jambes par une poignée à finition caoutchouc.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓

Rallonge de déclencheur




Description : Rallonge du levier de déclenchement des appui-jambes pour faciliter l'accessibilité

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓

Fourche

Polymères de suspension robuste








Description : Installation d'un polymère plus robuste afin d'augmenter la rigidité de la suspension.

Note : Disponible seulement pour la version propulsion centrale (6 roues)

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✗

Roues

Dégagement rapide (6 roues)

<i>TANGO AC</i> Essieu	Dégagement rapide	Essieu fileté
<i>TANGO AC</i> <u>4 roues</u>		
<i>TANGO AC</i> <u>6 roues</u>	 Disponible en Hors-Standard	
<i>Tango CE</i>		

Description : Les essieux à dégagement rapide sur un Tango 6 roues nécessitent une modification au châssis. Cette modification est disponible en hors-standard. Les essieux à dégagement rapide sont standard au formulaire pour tous les Tango 4 roues

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✗

Roue de plastique



Description	Code de pièce	Coût
Roues en composite de 20"	HSP-RCOMPO-20	285\$/paire
Roues en composite de 22"	HSP-RCOMPO-22	285\$/paire
Roues en composite de 24"	HSP-RCOMPO-24	285\$/paire

Description : Roues de plastique disponibles en hors-standard pour les grandeurs de 20, 22 et 24 pouces.

Notes : Les roues de 12 pouces standards sont en plastique

Tango AC	Tango AC-03	Tango CE
✓	✓	✓

Pneus à crampons style Hors-Route



Description : Pneus à crampons à chambre à air de style hors-route avec roue de plastique de 24 pouces.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓

Roues à rayons renforcés




Description : Roues à rayons plus courts afin d'augmenter la résistance aux chocs excessifs.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓

Cerceaux

Cerceau ergonomique




Description : Cerceau de conduite ergonomique incluant un support pour le pouce.

Note : Non disponible sur roue de 12pouces

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓

Configuration gauche/droite différente




Description : Possibilité d’avoir un cerceau différent sur le côté gauche et sur le côté droit. Par exemple : Cerceau rapproché à gauche et ergonomique à droite.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓

Ceinture

Boucle de ceinture style avion



Description	Code de pièce	Coût
Boucle de ceinture style avion	HSP-CEINT-AVION	115\$



Description : Boucle pour ceinture de positionnement style avion.

Note : La boucle de ceinture de style avion n'est pas accréditée ISO 7176-19. Elle doit donc servir uniquement au positionnement.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓

Frein

Frein pour aidant



Description : Système de frein de stationnement activé par leviers installés sur les montants de dossier. Les freins peuvent donc être engagés/désengagés que par un assistant.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓

Rallonge de frein





Description : Rallonge du levier de frein pour faciliter l'accessibilité.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓

Bascule

Cylindres de bascule robustes



Description : Depuis 2021, les cylindres de bascule ont maintenant une force de 400N comparativement à ceux de 250N des années antérieures. Ces nouveaux cylindres plus robustes facilitent la descente et la remontée de la bascule et sont aussi compatibles avec les Tangos précédents 2021.

Tango AC	Tango AC-03	Tango CE
✓	✓	✗

Contrôle

Contrôle externe de la bascule motorisée avec prise pour interrupteur externe

Photo à venir

Description : Dispositif pour contrôler la bascule motorisée via un interrupteur externe. Le dispositif s'installe sur le côté de l'appui-bras et dispose d'une prise de type « phone jack » pour le branchement de l'interrupteur externe. Voir hors-standards « Interrupteur pour contrôle externe de la bascule » pour les types d'interrupteur disponibles.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✗

Interrupteur pour contrôle externe de la bascule (Buddy Button 2.5’')

Image	Description	Code de pièce	Coût
	Buddy Button 2.5’' Rouge	HSP-BUDDY2.5-ROUGE	225\$
	Buddy Button 2.5’' Noir	HSP-BUDDY2.5-NOIR	225\$
	Buddy Button 2.5’' Bleu	HSP-BUDDY2.5-BLEU	225\$
	Buddy Button 2.5’' Jaune	HSP-BUDDY2.5-JAUNE	225\$
	Buddy Button 2.5’' Vert	HSP-BUDDY2.5-VERT	225\$

Description : Plusieurs types d’interrupteur sont disponibles en remplacement de l’interrupteur standard de type « toggle » pour le contrôle externe de la bascule motorisée. Requiert le « *Contrôle externe de la bascule motorisée avec prise pour interrupteur externe* ».

Tango AC	Tango AC-03	Tango CE
		

Interrupteur pour contrôle externe de la bascule (Egg Switch)

Image	Description	Code de pièce	Coût
	Egg Switch Rouge	HSP-EGG-SWITCH-ROUGE	225\$
	Egg Switch Noir	HSP-EGG-SWITCH-NOIR	225\$
	Egg Switch Bleu	HSP-EGG-SWITCH-BLEU	225\$
	Egg Switch Jaune	HSP-EGG-SWITCH-JAUNE	225\$
	Egg Switch Vert	HSP-EGG-SWITCH-VERT	225\$
	Egg Switch Blanc	HSP-EGG-SWITCH-BLANC	225\$

Description : Plusieurs types d'interrupteur sont disponibles en remplacement de l'interrupteur standard de type « toggle » pour le contrôle externe de la bascule motorisée. Requiert le « *Contrôle externe de la bascule motorisée avec prise pour interrupteur externe* ».

Tango AC	Tango AC-03	Tango CE
✓	✓	N/A

Interrupteur pour contrôle externe de la bascule (Autres)


Image	Description	Code de pièce	Coût
	Buddy Button 4.5'' Rouge	HSP-BUDDY4.5-ROUGE	225\$
	Pression sensible (Micro-Light)	HSP-MICROLIGHT	209\$
	Tash Petit (Cup Switch)	HSP-CUPSWITCH	235\$

Description : Plusieurs types d'interrupteur sont disponibles en remplacement de l'interrupteur standard de type « toggle » pour le contrôle externe de la bascule motorisée. Requiert le « *Contrôle externe de la bascule motorisée avec prise pour interrupteur externe* ».

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	N/A

Accessoires


Support de bonbonne à oxygène



Description	Code de pièce	Coût
Support de bonbonne à oxygène	HSP-SUPPORT02-TANGO	335\$

Description : Support pour une bonbonne à oxygène

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓



Description	Code de pièce	Coût
Support à soluté	HSP-SUPPORTSOLUTE	225\$

Description : Support se fixant sur les cannes de dossier. Tige ajustable en hauteur.

<i>Tango AC</i>	<i>Tango AC-03</i>	<i>Tango CE</i>
✓	✓	✓