



Fabricant Québécois depuis 1988

2160, rue De Celles
Québec, Québec G2C 1X8
Tél.:(418) 847-5225
Fax.:(418) 847-7961

10370 Louis-H. Lafontaine
Montréal, Québec H1J 2T3
Tél.:(514) 493-9797
Fax.:(514) 493-9803

Orthaide
7, 9e rue
Rouyn-Noranda, Québec J9X 2A9
Tél.: (819) 762-6592

Les Entreprises Médicales de
l'Outaouais
131, boul. Gréber
Gatineau, Québec, J8T 3R1
Tél.: (819) 205-9111

CLIENTE / CLIENT

NOM:

ADRESSE:

VILLE:

TÉLÉPHONE:

CODE POSTAL:

ADRESSE COURRIEL:

REPRÉSENTANT AUTORISÉ:

Manuel d'utilisateur version WEB

Version papier

1	ASTRO	2 495 \$	STAR 4	2 450 \$				
Capacité de charge: 350 lbs			Longueur hors tout: 48.25					
Diamètre de braquage: 103.25 po			po Largeur hors tout: 23.5 po					
Capacité de charge: 350 lbs								
Longueur hors tout: 47.5 po								
Diamètre de braquage: 102.75 po								
Largeur hors tout: 23 po								
COMPOSANTS DE BASE								
2	Les Astro & Star 4 incluent: - Appuie-bras escamotables, réglables en hauteur, en angle & en largeur - Châssis en acier, plancher à un seul niveau avec tapis antidérapant - Pare-chocs avant & arrière - Phare avant contrôlé au guidon - Réflecteur latéral, avant et arrière - Guidon de type "DELTA" incluant deux (2) clés de démarrage - Moteur électrique à vitesse variable - Électrofrein automatique - Système « anti-emballlement » - Chargeur externe - Roues avant & arrière de 11 x 3 1/2 po (Astro seulement) - Panier avant amovible - Ceinture pelvienne de positionnement de type auto - Suspension aux quatre (4) roues - Antibasculants à roulette - Feux de positions et clignotants contrôlés au guidon - Fanion orange - Colonne de direction réglable en angle, multipositions - Rétroviseur à gauche - Levier pour le désengagement de la traction - Compartiments pour accumulateurs - Accumulateur type "Gel" de groupe M40 - Pneus à chambre à air - Roues avant & arrière de 10 x 3 po (Star 4 seulement) - Avertisseur sonore contrôlé au guidon							
OPTIONS								
3	Siège standard ergonomique profilé avec appuie-tête. Pivotant sur 360°, réglable en profondeur sur glissière, 20 x 18 x 20 po - Astro			SF				
4	Siège profilé basique, 18 x 18 x 18 po - Star 4, Astro SF		Siège profilé basique, 18 x 16 x 16 po - Star 4 SF					
5	Pneus anti-crevaisson (4 pneus)			75 \$				
6	Rétroviseur additionnel à droite			25 \$				
7	Support pour canne		À droite	À gauche 260 \$				
8	Support pour canne quadripode		À droite	À gauche 260 \$				
9	Support pour béquilles	d'avant-bras	d'appui axillaire	À droite	À gauche 190 \$			
10	Support pour cadre de marche		À droite	À gauche 190 \$				
11	Support pour cylindre d'oxygène		À droite	À gauche 260 \$				
12	Inversion des commandes de conduite			SF				
13	Inversion de la manette de pivotement du siège			45 \$				
14	Réduction de la hauteur siège plancher à 16 po			245 \$				
Prix appareil:		\$	Prix composants optionnels:		\$	Prix total:		\$

Notes:

Autorisation du mandataire	J'atteste que la présente commande est conforme à l'évaluation des besoins du client /cliente. Ergo/Physio: Téléphone du thérapeute: (____) - ____ - ____ Courriel: Signature: Date:
-----------------------------------	--

Faire parvenir le formulaire autorisé par télécopieur au 1-866-427-2023 ou par courriel à commandes@orthofab.com